



تنظيف جهاز الرذاذ

تعتبر العناية الدورية بجهاز الرذاذ الخاص بك أمراً في غاية الأهمية. وللمحافظة على عمل الجهاز بشكل صحيح، يوصى بتنظيفه وتخزينه وفق تعليمات الشركة المصنعة. يرجى الانتباه إلى أمر هام وهو وجود أنواع مختلفة من أجهزة الرذاذ وبالتالي تختلف إجراءات التنظيف تبعاً لكل نوع.

قم بتنظيف أجزاء جهاز الرذاذ الخاص بك بعد كل استخدام.

قم بغسل الوعاء والقناع أو الجزء الخاص بالفم باستخدام سائل جلي الصحون والماء الساخن. قم بتعقيم جهاز الرذاذ (كل يومين) من خلال غلي أجزائه لمدة ١٥ دقائق تقريباً باستثناء الأجزاء البلاستيكية منه (بعض الأقنعة والأنابيب). بالنسبة للأجزاء المصنوعة من مادة ال-الاجزاء البلاستيكية استخدم المطهر التجاري المتوفر بدلاً من الغلي بالماء.



قم بتنظيف
جهاز الرذاذ والعناية به
بشكل دائم حتى يتمكن
من مساعدتك عند
الحاجة اليه.

تخلص من الماء الزائد واترك الأجزاء
حتى تجف في الهواء

يمكنك تركيب أجزاء جهاز الرذاذ
وتشغيله لتجفيف الجهاز بسرعة.

تأكد قبل تخزين الجهاز من
جفاف كل الأجزاء تماماً.